

AKZENTA

Disposable Nitrile Examination Gloves

GB How to use the gloves
SV Instruktioner för användning
DK Brugsanvisning
NO Instruksjon for bruk
FI Käyttöohjeet
DE Gebrauchsanleitung
PL Instrukcja użytkowania
FR Mode d'emploi
IT Istruzioni d'uso
ES Instrucciones de uso
NL Gebruiksaanwijzing
BG Инструкции за употреба

CS Návod k použití
HR Upute za uporabu
ET Kasutusjuhend
EL Οδηγιο χρησης
LV Lietošanas instrukcija
LT Naudojimo instrukcija
PT Instruções de utilização
RO Instrucțiuni de utilizare
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo
HU Használati utasítás

Rev. 20092024

 Cat III Reg (EU) 2016/425
Class I MDR (EU) 2017/745



For single use only

EU DoC can be downloaded at : www.akzenta.com

Manufactured By
Akzenta International SA Via Giuseppe Motta, 24, CH-6830 Chiasso. Phone: +41 (0) 91 921 14 92 www.akzenta.com
Importer
IQX GmbH Kudlichstraße 37, 4020 Linz, Austria.

Art. No.	Model	Size	Standard Package
GLOBY53-AKZ-TL	Nitrile Supreme Style Edition	XS/S/M/L	1/10

AQL 1,5 EN 455 - 1, 2, 3, 4

These gloves are tester and approved by Notified Body: 2777 module B
SATRA Technology Europe Ltd. Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland.

Notified Body responsible for Module D Conformity Assessment:
SATRA Technology Europe Ltd. Notified Body No. 2777 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018			
Measured breakthrough time (min)		Permeation performance level	
>10		1	
>30		2	
>60		3	
>120		4	
>240		5	
>480		6	

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type C		EN ISO 374-4:2019	EN ISO 374-5:2016
Permeation levels are based on breakthrough times		Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical	The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen
Breakthrough Performance Level		Resistance to chemical degradation (%)	
GLOBY53-AKZ-TL		-25.2	Protection against bacteria and fungi - Pass
40% Sodium Hydroxide (K)		6.5	Protection against viruses - Pass
30% Hydrogen Peroxide (P)		17.9	
37% Formaldehyde (T)			

GB

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - At least Breakthrough Performance Level Class 2 (more than 30 minutes) against at least 6 chemicals on the list. * Fig. 1	Type B - At least Breakthrough Performance Level Class 2 (more than 30 minutes) against at least 3 chemicals on the list. * Fig. 1	Type C - At least Breakthrough Performance Level Class 1 (more than 10 minutes) against at least 1 chemicals on the list. * Fig. 1

The EU Declaration of Conformity is accessible at www.akzenta.com

Product description
Non-Sterile Powder Free Nitrile Examination Gloves are made from 100% synthetic rubber, ambidextrous, coloured and for single use. Gloves have high strength and flexibility, while at the same time they are soft and well retain the original shape. Gloves are ambidextrous with a comfortable rim that ensures easy donning, ideal fit, secure fixing (the glove does not slip) and the rapid removal of gloves at the end of the manipulation.
These gloves also contribute to moisture the skin of the user and have been tested according to EN ISO 21420:2020 standard.
These gloves are to protect user's hands against microorganism (bacteria, fungus and viruses) and certain chemical risks. Testing and marking on the gloves are in accordance with Regulation (EU) 2016/425 as well as applicable harmonized European Standards. The gloves are to be used strictly for the intended applications. Potential consumers of these gloves may be personnel from medical and preventive institutions, private clinics, dentist, nurses, cosmetologist, lab personnel, food industry personnel and forensic personnel.
Additional information on product constituents will be provided upon request.

This product is landfill biodegradable. The actual biodegradation rates

will vary depending on the landfill conditions and the biological activity of microorganism surrounding the nitrile gloves.
These gloves have been tested per ASTM 5526 testing and validates up to 75% biodegradation within 776 days.

Storage conditions
Do not store Non Sterile Powder Free Nitrile Examination Gloves where temperature may rise above 104°F (40°C). Store in cool, dry and well ventilated area. Opened boxes of Non Sterile Powder Free Nitrile Examination Gloves should be shielded from exposure to direct sunlight or fluorescent lighting to prevent discoloration. Improper storage of Non Sterile Powder Free Nitrile Examination Gloves will result in decreased shelf life and compromised efficiency.

Use
These gloves are designed to protect user's hands against certain chemical risks. Testing and marking on the gloves are in accordance with Regulation (EU) 2016/425 as well as applicable harmonized European Standards. Please ensure the gloves are used strictly for the intended applications.

Product instructions for use

- Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Usage is for single use only. If re-used, the risk of contamination and infection increases due to improper cleaning processes and increased risk of holes and tear during re-use due to weakening of gloves by cleaning processes.
- Sizing: Select the right size of glove for your hands.
- Donning: Hold the glove by the bead with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each glove finger. Pull by the glove palm to get a good fit. Don the other glove by the same procedure.
- Inspection: punctures or tears may occur after donning. Inspect the glove after donning and stop to use them immediately if a damage is found.
- Doffing: Hold the glove bead and pull toward the finger until the glove comes off.
- Disposal: For the proper disposal of all used gloves, please follow your institution's policies for disposal.

Caution

Primary material – Nitrile rubber. Does not contain natural rubber latex.

Components used in glove manufacturing may cause allergic reactions in some users.

Warning

EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm- where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Discard when the gloves are damaged, FOR SINGLE USE ONLY.

The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

Cleaning

Not applicable as the glove is single use in intended manner.

Shelf Life

The shelf life of the product is 5 years from the date of manufacture.

Reporting

In the event any serious incident occurs in relation to the use of this device, please report the incident to the manufacturer or its authorized representative and the competent authority of the Member State in which the user is established.

Dispose of the gloves and all biologically contaminated matter in the appropriate container. Product biodegradation applicable in landfill disposal only.

SV

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Genomträngningstid Klass 2 (mer än 30 minuter) mot minst 6 kemikalier i listan. * Fig. 1	Type B - Genomträngningstid Klass 2 (mer än 30 minuter) mot minst 3 kemikalier i listan. * Fig. 1	Type C - Genomträngningstid Klass 1 (mer än 10 minuter) mot minst 1 kemikalier i listan. * Fig. 1

EU-försäkrän om överensstämmelse finns tillgänglig på www.akzenta.com**Produktskrivning**

icke sterila pulverfria nitrilprovhandskar är tillverkade av 100% syntetiskt gummi, ambidexteros, färgade och engångsartiklar. Handskar har hög styrka och flexibilitet, samtidigt som de är mjuka och behåller sin ursprungliga form. Handskar är ambidexteros med en bekväm följd för att säkerställa enkel klädsl, perfekt passform, säker fixering (handsken glider inte) och snabb borttagning av handskar i slutet av manipulationen. Dessa handskar bidrar också till att fukta användarens hud och har testats

enligt standarden EN ISO 21420:2020.

Dessa handskar är utformade för att skydda användarens händer från mikroorganismer (bakterier, svampar och virus) och vissa kemiska faror. Provning och märkning av handskar utförs i enlighet med förordning (EU) 2016/425 och relevanta harmoniserade europeiska standarder. Handskarna ska användas strikt för de avsedda applikationerna. Potentiella konsumenter av dessa handskar kan vara personal från medicinska och förebyggande institutioner, privata kliniker, tandläkare, sjukvårdspersonal, kosmetologi, laboratoriepersonal, personal inom livsmedelsindustrin och kriminalvårdspersonal. Ytterligare information om produktens beståndsdelar kommer att tillhandahållas på begäran.

Denna produkt är biologiskt nedbrytbar för deponier. Den faktiska biologiska nedbrytningshastigheten kommer att variera beroende på deponiförhållandena och den biologiska aktiviteten hos mikroorganismen som omger nitrilhandskarna. Dessa handskar har testats enligt ASTM 5526-testning och validerar upp till 75% biologisk nedbrytning inom 776 dagar.

Lagringsförhållanden

Förvara inte icke-sterila pulverfria nitrilundersökningshandskar där temperaturen kan stiga över 104°F (40°C). Förvara i sval, torr och väl ventilerat område. Öppnade kartonger med icke-sterila pulverfria nitrilprovhandskar skall skyddas från exponering för direkt solljus eller fluorescerande belysning för att förhindra misfärgning. Felaktig förvaring av icke-sterila pulverfria nitrilprovhandskar kommer att resultera i minskad hållbarhet och försämrad effektivitet.

Användning

Dessa handskar är utformade för att skydda operatörens händer från vissa kemiska risker. Provning och märkning av handskar sker i enlighet med förordning (EU) 2016/425 och relevanta harmoniserade europeiska standarder. Se till att handskarna används strikt för de avsedda applikationerna.

Användningsinstruktioner för produkten

- Inspektera handskarna före användning för eventuella defekter eller brister
- Användningen är endast för engångsbruk. Vid återanvändning ökar risken för kontaminering och infektion på grund av felaktiga rengöringsprocesser och ökad risk för hål och repor under återanvändning på grund av försvagning av handskarna genom rengöringsprocesser.
- Storlek: Välj rätt storlek på handsken för dina händer.
- Påtagning: Håll handsken i kragen med en hand. Rika in handskens tumme med den andra handens tumme och glid in handen i handsken, ett finger i varje handskfinger. Dra i handskens handfata för att få den att sitta ordentligt. Ta på dig den andra handsken med samma procedur. Inspektion: Punktering eller repor kan uppstå efter påtagningen. Inspektera handsken efter påtagning och sluta omedelbart att använda den om en skada upptäcks.
- Avtagning: Håll i handskens krage och dra den mot fingret tills handsken lossnar.
- Kassering: För korrekt hantering av alla använda handskar, var vänlig följ din institutions policy för avfallshantering.

Försiktighet

Primärt material - Nitrilgummi. Innehåller inte naturgummi latex. Komponenter som används vid tillverkning av handskar kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa användare.

Varning

EN ISO 374-4: Nedbrytningsnivåerna 2019 indikerar förändringen i punkteringsmotstånd hos handskarna efter exponering för provkretsens kemikalier.

Denna information återges på inte den faktiska skyddsdäcken på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Den kemiska resistensen har bedömts under laboratorieförhållanden endast från prover som tagits från handflatan (utom i fall där handsken är 400 mm eller större - där manschettens också testas) och avser endast den testade kemikalien. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning.

Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för avsedd

användning eftersom förhållanden på arbetsplatsen kan skilja sig från typproveningen beroende på temperatur, nötning och nedbrytning.

Under användning kan skyddshandskar uppvisa lägre motståndskraft mot farliga kemikalier på grund av förändringar i de fysikaliska egenskaperna. Rölrele, snagging, gnidning, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt, etc. kan översvält minska den faktiska användningstiden. När det gäller frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikalieresistenta handskar.

Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller har några defekter före användningen. Kasseras när handskarna är skadade.

Endast För Engångsbruk

Penetrationsmotstånd har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.

Rengöring

Ej tillämpligt eftersom handsken endast är avsedd för engångsbruk.

Hållbarhet

Produktens hållbarhetstid är 5 år från tillverkningsdatum.

Rapportering

Om ett allvarligt tillbud inträffar i samband med användningen av denna produkt, vänligen rapportera tillbudet till tillverkaren eller dennes auktoriserade representant och den behöriga myndigheten där användaren är etablerad.

Kassera handskarna och alla biologiskt kontaminerat material i lämplig behållare. Biologisk nedbrytning av produkter som endast är tillämplig vid deponering.

DK

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Præstationsniveau for gennemtrængning Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 6 kemikalier på listen. * Fig. 1	Type B - Præstationsniveau for gennemtrængning Klasse 2 (mere end 30 minutter) mod mindst 3 kemikalier på listen. * Fig. 1	Type C - Præstationsniveau for gennemtrængning Klasse 1 (mere end 10 minutter) mod mindst 1 kemikalier på listen. * Fig. 1

EU-översensstemmelseerklæringen står til rådighed på adressen www.akzenta.com**Produktbeskrivelse**

De icke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker er lavet af 100% syntetisk gummi, de er ambidextroale, farvede og er til engangsbrug. Handskerne har høj modstandsdygtighed og fleksibilitet, samtidig med at de er bløde og bevarer den oprindelige form godt. Handskerne er ambidextroale med en behagelig kant, der sikrer nem klædning, ideel pasform, sikker fastgørelse (handsken glider ikke) og en hurtig fjernelse af handskerne ved brugers afslutning. Disse handsker bidrager også til fugt i brugerens hud og er testet i henhold til standarden EN ISO 21420:2020. Disse handsker skal beskytte brugerens hænder mod mikroorganismer (bakterier, svampe og virus) og visse kemiske risici. Tests og mærkning på handskerne er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 samt gældende harmoniserede europæiske standarder. Handskerne skal udelukkende bruges til de tilsligtede anvendelser. Potentielle brugere af disse handsker kan være personale fra medicinske og sygdomsforsygende institutioner, private klinikker, tandlæger, sygeplejersker, kosmetologer, laboratoriepersonale, fødevarerindustripersonale og retsmedicinske personale. Yderligere oplysninger om produktbestanddelene vil blive givet efter anmodning.

De ikke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker er lavet af 100% syntetisk gummi, de er ambidextroale, farvede og er til engangsbrug. Handskerne har høj modstandsdygtighed og fleksibilitet, samtidig med at de er bløde og bevarer den oprindelige form godt. Handskerne er ambidextroale med en behagelig kant, der sikrer nem klædning, ideel pasform, sikker fastgørelse (handsken glider ikke) og en hurtig fjernelse af handskerne ved brugers afslutning. Disse handsker bidrager også til fugt i brugerens hud og er testet i henhold til standarden EN ISO 21420:2020. Disse handsker skal beskytte brugerens hænder mod mikroorganismer (bakterier, svampe og virus) og visse kemiske risici. Tests og mærkning på handskerne er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 samt gældende harmoniserede europæiske standarder. Handskerne skal udelukkende bruges til de tilsligtede anvendelser. Potentielle brugere af disse handsker kan være personale fra medicinske og sygdomsforsygende institutioner, private klinikker, tandlæger, sygeplejersker, kosmetologer, laboratoriepersonale, fødevarerindustripersonale og retsmedicinske personale. Yderligere oplysninger om produktbestanddelene vil blive givet efter anmodning.

De ikke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker er lavet af 100% syntetisk gummi, de er ambidextroale, farvede og er til engangsbrug. Handskerne har høj modstandsdygtighed og fleksibilitet, samtidig med at de er bløde og bevarer den oprindelige form godt. Handskerne er ambidextroale med en behagelig kant, der sikrer nem klædning, ideel pasform, sikker fastgørelse (handsken glider ikke) og en hurtig fjernelse af handskerne ved brugers afslutning. Disse handsker bidrager også til fugt i brugerens hud og er testet i henhold til standarden EN ISO 21420:2020. Disse handsker skal beskytte brugerens hænder mod mikroorganismer (bakterier, svampe og virus) og visse kemiske risici. Tests og mærkning på handskerne er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 samt gældende harmoniserede europæiske standarder. Handskerne skal udelukkende bruges til de tilsligtede anvendelser. Potentielle brugere af disse handsker kan være personale fra medicinske og sygdomsforsygende institutioner, private klinikker, tandlæger, sygeplejersker, kosmetologer, laboratoriepersonale, fødevarerindustripersonale og retsmedicinske personale. Yderligere oplysninger om produktbestanddelene vil blive givet efter anmodning.

De ikke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker er lavet af 100% syntetisk gummi, de er ambidextroale, farvede og er til engangsbrug. Handskerne har høj modstandsdygtighed og fleksibilitet, samtidig med at de er bløde og bevarer den oprindelige form godt. Handskerne er ambidextroale med en behagelig kant, der sikrer nem klædning, ideel pasform, sikker fastgørelse (handsken glider ikke) og en hurtig fjernelse af handskerne ved brugers afslutning. Disse handsker bidrager også til fugt i brugerens hud og er testet i henhold til standarden EN ISO 21420:2020. Disse handsker skal beskytte brugerens hænder mod mikroorganismer (bakterier, svampe og virus) og visse kemiske risici. Tests og mærkning på handskerne er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 samt gældende harmoniserede europæiske standarder. Handskerne skal udelukkende bruges til de tilsligtede anvendelser. Potentielle brugere af disse handsker kan være personale fra medicinske og sygdomsforsygende institutioner, private klinikker, tandlæger, sygeplejersker, kosmetologer, laboratoriepersonale, fødevarerindustripersonale og retsmedicinske personale. Yderligere oplysninger om produktbestanddelene vil blive givet efter anmodning.

De ikke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker er lavet af 100% syntetisk gummi, de er ambidextroale, farvede og er til engangsbrug. Handskerne har høj modstandsdygtighed og fleksibilitet, samtidig med at de er bløde og bevarer den oprindelige form godt. Handskerne er ambidextroale med en behagelig kant, der sikrer nem klædning, ideel pasform, sikker fastgørelse (handsken glider ikke) og en hurtig fjernelse af handskerne ved brugers afslutning. Disse handsker bidrager også til fugt i brugerens hud og er testet i henhold til standarden EN ISO 21420:2020. Disse handsker skal beskytte brugerens hænder mod mikroorganismer (bakterier, svampe og virus) og visse kemiske risici. Tests og mærkning på handskerne er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 samt gældende harmoniserede europæiske standarder. Handskerne skal udelukkende bruges til de tilsligtede anvendelser. Potentielle brugere af disse handsker kan være personale fra medicinske og sygdomsforsygende institutioner, private klinikker, tandlæger, sygeplejersker, kosmetologer, laboratoriepersonale, fødevarerindustripersonale og retsmedicinske personale. Yderligere oplysninger om produktbestanddelene vil blive givet efter anmodning.

Opbevaringsforhold

Opbevar ikke de icke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker på steder, hvor temperaturen kan stige til over 104°F (40°C). Opbevar på køligt, tørt og godt ventileret sted. Åbnede kasser med icke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker skal beskyttes mod udsættelse for direkte sollys eller fluorescerende belysning, for at forhindre misfärgning. Forkert opbevaring af icke-sterile pudrefrie nitril-undersøgelseshandsker vil resultere i nedsat holdbarhed og kompromitteret effektivitet.

Anvendelse

Disse handsker er designet til at beskytte brugerens hænder mod visse kemiske risici. Tests og mærkning på handskerne er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425 samt gældende harmoniserede europæiske standarder. Sørg for, at handskerne udelukkende bruges til de tilsligtede anvendelser.

Brugsanvisning til produktet

- Før brug skal du inspicere handskerne for eventuelle defekter eller ufuldkomnetheder
- Udelukkende til engangsbrug. Såfremt de genbruges øges risikoen for forurening og infektion på grund af ukorrekte rengøringsprocesser, og risiko for huller og revner ved genbrug forenes, på grund af handskernes svækkelse ved rengøringsprocesser.
- Størrelse: Vælg den rigtige størrelse handske til dine hænder.
- Påklædning: Hold handsken ved kanten med den ene hånd. Juster handskens tommelfinger med den anden hånds tommelfinger og kom din hånd ind i handsken, en finger ind i hver handskefinger. Træk i handskehåndfladen, for at få en god pasform. Tag den anden handske på efter samme procedure.
- Inspektion: der kan forekomme punktering eller revner efter påklædning. Undersøg handsken efter påklædning, og stop straks med at bruge den, hvis der opdages en skade.
- Aftagning: Hold handskekanten og træk mod fingeren, indtil handsken kommer af.
- Bortskaffelse: For korrekt bortskaffelse af alle brugte handsker skal du følge myndighedernes regler for bortskaffelse.

Bemærk

Primært materiale – nitrilgummi. Ineholder ikke naturligt gummit latex. Komponenter, der anvendes til handskernes fremstilling, kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle brugere.

Advarsler

EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsniveauerne angiver ændringen i handskernes perforeringsmodstand efter eksponering for udfordringskemikalier.

Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og differentiering mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske resistens er blevet vurderet under laboratoriebetingselser ud fra prøver taget fra håndfladen (undtagen i tilfælde, hvor handsken er lig med eller over 400 mm - hvor manschettens også testes) og vedrører kun det testede kemikalie. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet anvendes i en blandning.

Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den tilsligtede brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typetestens afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning.

Når beskyttelseshandsker anvendes, kan de give mindre modstandsdygtighed over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelse, indvikling, gnidning og nedbrydning forårsaget af den kemiske kontakt osv., kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For at sikre handskerne kan nedbrytning være den vigtigste faktor at overveje ved valg af kemisk resistente handsker.

Før brug skal du inspicere handskerne for eventuelle defekter eller ufuldkomnetheder. Kassér handskerne når de er beskadigede, KUN TIL ENGANGSBRUG.

Perforeringsmodstanden er blevet vurderet under laboratoriebetingselser og vedrører kun den testede prøve.

Rensning

Ikke anvendelig, da handsken som forudsat er til engangsbrug.

Holdbarhed


Produktets holdbarhed er 5 år fra fremstillingsdatoen.

Rapportering

Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med brugen af dette udstyr, bedes du rapportere hændelsen til fabrikanten eller dennes repræsentant, samt til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren befinder sig.

Bortskaffelse af produktet og alt biologisk kontamineret materiale i den passende beholder. Produkter bionedbrydning gælder kun ved deponering.

NO

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Minst gjennombrudd Prestasjonsnivå Klasse 2 (mer enn 30 minutter) mot minst 6 kjemikalier i listen. * Fig. 1	Type B - Minst gjennombrudd Prestasjonsnivå Klasse 2 (mer enn 30 minutter) mot minst 3 kjemikalier i listen. * Fig. 1	Type C - Minst gjennombrudd Prestasjonsnivå Klasse 1 (mer enn 10 minutter) mot minst 1 kjemikalier i listen. * Fig. 1

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.akzenta.com**Produkt beskrivelse**

De icke-sterile undersøgelseshandskene i nitril uden pudder er lavet af 100% syntetisk gummi, de er ambidextroale (kan bruges på begge hæ

Produktbeschreibung

Die puderfreien, unsterilen Nitril-Untersuchungshandschuhe bestehen zu 100 % aus synthetischem Kautschuk, sind beidhändig, farbig und zum Einmalgebrauch bestimmt. Die Handschuhe haben eine hohe Festigkeit und Flexibilität, sind aber gleichzeitig weich und behalten ihre ursprüngliche Form bei. Die Handschuhe sind beidhändig, haben einen komfortablen Bund, die ein einfaches Anziehen, eine ideale Passform, einen sicheren Griff (der Handschuh verstrickt nicht) und ein schnelles Ausziehen der Handschuhe nach dem Gebrauch gewährleistet. Diese Handschuhe tragen auch zur Feuchtigkeit der Haut des Benutzers bei und wurden gemäß der Norm EN ISO 21420:2020 getestet. Diese Handschuhe dienen dem Schutz der Hände des Benutzers vor Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Viren) und gewissen chemischen Gefahren. Die Prüfung und Kennzeichnung auf den Handschuhen entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 und den geltenden harmonisierten europäischen Normen. Die Handschuhe dürfen nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet werden. Potenzielle Verbraucher dieser Handschuhe sind Mitarbeiter von medizinischen und präventiven Gesundheitseinrichtungen, Privatkliniken, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kosmetikerinnen, Laborspersonal, Mitarbeiter in der Lebensmittelindustrie und in der Forensik.

Weitere Informationen zu den Produktbestandteilen erhalten Sie auf Anfrage

Dieses Produkt ist biologisch abbaubar in einer Deponie. Die tatsächlichen biologischen Abbauraten variieren je nach Deponiebedingungen und der biologischen Aktivität der Mikroorganismen, die die Nitrilhandschuhe umgeben.

Diese Handschuhe wurden nach ASTM 5526 getestet und validieren innerhalb von 776 Tagen einen biologischen Abbau von bis zu 75%.

Lagerungsbedingungen

Lagern Sie puderfreie, unsterile Nitril-Untersuchungshandschuhe nicht an Orten, an denen die Temperatur 40 °C (104 °F) übersteigen kann. Bewahren Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort auf. Geöffnete Schachteln mit puderfreien, unsterilen Nitril-Untersuchungshandschuhen müssen vor direkter Sonneneinstrahlung oder fluoreszierendem Licht geschützt werden, um eine Verfärbung zu vermeiden. Eine unsachgemäße Lagerung von puderfreien, unsterilen Nitril-Untersuchungshandschuhen führt zu einer verklebten Halbkugel und beeinträchtigt die Effizienz.

Halbkugel

Diese Handschuhe sind so konzipiert, dass sie die Hände des Benutzers vor bestimmten chemischen Gefahren schützen. Die Prüfung und Kennzeichnung auf den Handschuhen entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 und den geltenden harmonisierten europäischen Normen. Achten Sie darauf, dass die Handschuhe nur für die vorgesehenen Anwendungen verwendet werden.

Anweisungen zur Verwendung des Produkts

- Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf etwaige Mängel oder Unvollkommenheiten.
- Die Handschuhe sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei der Wiederverwendung steigt das Kontaminations- und Infektionsrisiko aufgrund unsachgemäßer Reinigungsverfahren und eines erhöhten Risikos von Löchern und Rissen während der Wiederverwendung, da die Handschuhe durch die Reinigungsverfahren geschwächt werden.
- Grüßeln. Wählen Sie die richtige Handeffektivgröße für Ihre Hände.
- Tragen: Halten Sie den Handschuh mit einer Hand am Rand fest. Richten Sie den Daumen des Handschuhs auf den Daumen Ihrer Hand aus und schieben Sie Ihre Hand in den Handschuh, einen Finger in jeden Finger des Handschuhs. Ziehen Sie an der Handfläche des Handschuhs, um einen guten Sitz zu erreichen. Ziehen Sie den anderen Handschuh nach demselben Vorgehen an.
- Inspektion: Nach dem Tragen können Löcher oder Risse auftreten. Überprüfen Sie den Handschuh nach dem Anziehen und stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.
- Ausziehen: Halten Sie den Rand des Handschuhs fest und ziehen Sie ihn in Richtung Finger, bis der Handschuh sich löst.
- Entsorgen: Für die ordnungsgemäße Entsorgung aller benutzten Handschuhe beachten Sie bitte die Entsorgungsrichtlinien Ihrer Einrichtung.

Vorsicht

EN ISO 374-4:2019 Hauptmaterial: Nitrilkautschuk Enthält kein Naturkautschuklatex. Die bei der Herstellung der Handschuhe verwendeten Stoffe können bei einigen Benutzern allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweis

Die Degradationsstufen geben die Veränderung der Durchstichfestigkeit von Handschuhen an, nachdem diese der Prüfkemikalie ausgesetzt wurden.

Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Chemischen und reinen Chemikalien wider. Die chemische Beständigkeit bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie und wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben bewertet, die nur an der Handfläche einnennen wurden (außer bei Handschuhen mit einer Länge von 400 mm oder mehr, bei denen auch die Manschette geprüft wird). Anders kann es sich verhalten, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Abnutzung von der Baumusterprüfung abweichen können.

Bei der Verwendung von Schutzhandschuhen kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der gefährlichen Chemikalien aufgrund der veränderten physikalischen Eigenschaften abnehmen. Bewegungen, Einklemmen, Reibung und Verschleiß durch chemischen Kontakt usw. können die effektive Tragezeit erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien ist die Abnutzung möglicherweise der wichtigste Faktor, der bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe zu berücksichtigen ist.

Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf etwaige Mängel oder Unvollkommenheiten. Entsorgen Sie die Handschuhe, wenn sie beschädigt sind. Sie sind NUR FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH.

Der Penetrationswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf das geprüfte Muster.

Reinigen

Nicht zutreffend, da der Handschuh als Einweghandschuh vorgesehen ist.

Halbarkelsdauer

Die Halbkarkelsdauer des Produkts beträgt 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

Hinweis

Sollte sich im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ein schwerer Unfall ereignen, so ist dieser dem Hersteller oder seinem Bevollmächtigten sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer sich befindet, zu melden.

Entsorgen Sie die Handschuhe und alle biologische kontaminierten Stoffe in einem dafür vorgesehenen Behälter. Der biologische Abbau des Produkts gilt nur für die Deponieentsorgung.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Czas penetracji chemicznej Klasa 2 (powyżej 30 minut) w stosunku do co najmniej 3 substancji chemicznych zamieszczonych na liście. * Rys. 1	Type B - Czas penetracji chemicznej Klasa 2 (powyżej 30 minut) w stosunku do co najmniej 3 substancji chemicznych zamieszczonych na liście. * Rys. 1	Type C - Czas penetracji chemicznej Klasa 1 (powyżej 10 minut) w stosunku do co najmniej 1 substancji chemicznych zamieszczonych na liście. * Rys. 1

Deklaracja zgodności UE jest dostępna pod adresem www.akzenta.com

Opis produktu

Niesterylne rękawiczki nitylowe bezpodporo do badań są wykonane w 100% z kauczuku syntetycznego, obarczane, kolokowe jednorazowego użytku. Rękawiczki są bardzo wytrzymałe i elastyczne, a jednocześnie są miękkie i doskonale zachowują oryginalny kształt. Rękawiczki są odporne z wygodną obwódką, którą zapewnia łatwe zakładanie, idealne dopasowanie, bezpieczne przyleganie (rękawiczka nie ślizga się) i szybkość zdejmowania. Rękawice to przyczyniąją się również do nawilżenia skóry użytkownika i zostały przetestowane zgodnie z normą EN ISO 21420:2020.

Zadaniem rękawiczek jest ochrona rąk użytkownika przed drobnoustrojami (bakteriami, grzybami i wirusami) oraz niektórymi zagrożeniami chemicznymi. Badania i znakovanie na rękawiczkach są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi. Stosować rękawiczki wyłącznie do zamierzonych zastosowań. Potencjalnymi użytkownikami tych rękawiczek mogą być pracownicy zakładów medycznych i profilaktycznych, prywatnych klinik, dentyści, pielęgniarze, kosmologodzy, personel laboratoryjny, personel przemysłu spożywczego i krynialistyczny. Dodatkowe informacje na temat składników produktu zostaną dostarczone na życzenie.

Ten produkt jest biodegradowalny na wysypiskach. Rzeczywiste tempo biodegradacji będzie się różnić w zależności od warunków składowania odpadów i aktywności biologicznej mikroorganizmów atakujących rękawice nitylowe.

Rękawice te zostały przetestowane zgodnie z normą ASTM 5526 i potwierdzają biodegradację do 75% w ciągu 776 dni.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać niesterylnych rękawiczek nitylowych bezpodruchowych w pomieszczeniach, w których temperatura może wzrosnąć powyżej 104 °F (40 °C). Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze przewietrzonym miejscu. Chronić otwarte opakowania niesterylnych rękawiczek nitylowych bezpodruchowych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub oświetlenia fluorescencyjnego, aby zapobiec odbarwieniu. Niewłaściwe przechowywanie niesterylnych rękawiczek nitylowych bezpodruchowych do badań spowoduje skrócenie ich okresu trwałości i pogorszenie wydajności.

Użycie

Zadaniem rękawiczek jest ochrona dłoni użytkownika przed określonymi zagrożeniami chemicznymi. Badania i znakovanie na rękawiczkach są zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi. Upewn się, że rękawiczki są używane do zamierzonych zastosowań.

Instrukcja użytkownika produktu

- Przed użyciem należy sprawdzić rękawiczki pod kątem wad lub niedoskonałości
- Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. W razie ponownego użycia ryzyko zanieczyszczenia i infekcji wzrasta z powodu niewłaściwych procesów czyszczenia i zwiększonego ryzyka i rozdział z powodu osłabienia rękawiczek przez procesy czyszczenia
- Rozmiar: Wybierz odpowiedni dla swoich dłoni rozmiar rękawiczki. Zakładanie: Trzymaj rękawiczkę za mankiet jedną ręką. Wyrównaj kciuk w rękawiczkę z kciukiem drugiej dłoni i wsuń dłoń do rękawiczki, po jednym palcu w każdy palec rękawiczki. Pociągnij za środkową część rękawiczki, aby uzyskać dobre dopasowanie. Załóż drugą rękawiczkę w ten sam sposób.
- Inspekcja: po założeniu mogą wystąpić przebiecia lub rozdziercia. Sprawdź rękawiczkę po założeniu i w razie stwierdzenia uszkodzenia przestań jej używać.
- Zdejmowanie: Przytrzymaj mankiet rękawiczki i pociągnij w kierunku palca, aż do zdjęcia rękawiczki.
- Utylizacja: Aby prawidłowo pozbyć się zużytych rękawiczek, postępuj zgodnie z zasadami swojej instytucji dotyczącej utylizacji.

Uwaga

Główny materiał: guma nitylowa. Nie zawiera naturalnego lateksu. Elementy używane do produkcji rękawiczek mogą wywoływać reakcje alergiczne u niektórych użytkowników.

Ostrzeżenie

EN ISO 374-4:2019 Poziomy degradacji wskazują na zmianę odporności rękawiczek na przebicie po ekspozycji na drażniące substancje chemiczne.

Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ani rozdzielenia między mieszaninami a czystymi chemikaliami. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych wyłącznie z dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdy rękawiczka ma długą różnicę wagi niż przekracza 400 mm, gdy badany jest również mankiet) i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli chemikalia są stosowane w mieszaninie. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawiczki są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od warunków podczas testu w zależności od temperatury, czasu i degradacji.

ścierania i degradacji.

Stosowane rękawiczki ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, wplątanie, otarcia i degradacja spowodowane kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku chemikaliów, degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawiczek odpornych na chemikalia.

Przed użyciem należy sprawdzić rękawiczki pod kątem wad lub niedoskonałości. Wyrzucić rękawiczki, gdy są uszkodzone, WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się tylko do badanej próbki.

Czyszczenie

Nie ma zastosowania, ponieważ rękawiczka jest jednorazowego użytku.

Okres trwałości

Okres trwałości produktu wynosi 5 lat od daty produkcji.

Zgłoszenia nieprawidłowości

W razie wystąpienia poważnego wypadku związanego z użyciem tego wyrobu, należy go zgłosić producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Rękawice i wszystkie substancje skażone biologicznie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika. Biodegradacja produktu ma zastosowanie wyłącznie w przypadku składowania odpadów.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Type A - Temps de perméation chimique Classe 2 (plus de 30 minutes) pour au moins 6 produits chimiques sur la liste. * Fig. 1	Type B - Temps de perméation chimique Classe 2 (plus de 30 minutes) pour au moins 3 produits chimiques sur la liste. * Fig. 1	Type C - Temps de perméation chimique Classe 1 (plus de 10 minutes) pour au moins 1 produits chimiques sur la liste. * Fig. 1

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité UE à l'adresse

www.akzenta.com

Description du produit

Les gants d'examen en nitrile non poudrés, non stériles sont fabriqués à partir de caoutchouc à 100% synthétique ; ils sont ambidextres, colorés et à usage unique. Les gants ont une résistance et une flexibilité élevées, tout en étant doux et en conservant bien la forme d'origine. Ils sont ambidextres avec un bord confortable qui assure un enfilage facile, un ajustement idéal, une adhérence sûre (le gant ne glisse pas) et le retrait rapide des gants à la fin de l'utilisation.

Ces gants contribuent également à l'hydratation de la peau de l'utilisateur et ont été testés conformément à la norme EN ISO 21420:2020.

Ces gants sont destinés à protéger les mains de l'utilisateur contre les micro-organismes (bactéries, champignons et virus) et certains risques chimiques. Les tests et le marquage sur les gants sont conformes au règlement (UE) 2016/425 ainsi qu'aux normes européennes harmonisées applicables. Les gants doivent être utilisés strictement pour les applications prévues. Les consommateurs potentiels de ces gants peuvent être le personnel des institutions médicales et préventives, des cliniques privées, des dentistes, des infirmières, des cosmologues, du personnel de laboratoire, du personnel de l'industrie alimentaire et du personnel médico-légal. Des informations supplémentaires sur les composants du produit seront fournies sur demande.

Ce produit est biodégradable dans les sites d'enfouissement. Les taux réels de biodegradation varient en fonction des conditions d'enfouissement et de l'activité biologique des micro-organismes entourant les gants en nitrile.

Ces gants ont été testés selon la norme ASTM 5526 et valident jusqu'à 75% de biodegradation en 776 jours.

Conditions de stockage

Né pas entreposer les gants d'examen en nitrile non poudrés, non stériles dans un endroit où la température peut dépasser 40 °C (104 °F). Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Les boîtes ouvertes de gants d'examen en nitrile non poudrés, non stériles doivent être protégées de l'exposition à la lumière directe du soleil ou à un éclairage fluorescent pour éviter la décoloration. Un entreposage inadéquat des gants d'examen en nitrile non poudrés, non stériles entraînera une diminution de la durée de conservation et compromettra l'efficacité.

Utilisation

Ces gants sont conçus pour protéger les mains de l'utilisateur contre certains risques chimiques. Les tests et le marquage sur les gants sont conformes au règlement (UE) 2016/425 ainsi qu'aux normes européennes harmonisées applicables. S'assurer que les gants sont utilisés strictement pour les applications prévues.

Mode d'emploi du produit

- Avant utilisation, inspectez les gants pour tout défaut ou imperfection
- L'utilisation est à usage unique seulement. En cas de réutilisation, le risque de contamination et d'infection augmente en raison de processus de nettoyage inadéquats et d'un risque accru de trous et de déchirures lors de la réutilisation en raison de l'affaiblissement des gants par les processus de nettoyage.
- Taille: Sélectionnez la bonne taille de gant pour vos mains.
- Enfilage: Tenez le gant d'une main en le saisissant par la bordure supérieure. Alignez le pouce du gant avec le pouce de l'autre main et glissez-la dans le gant, un doigt dans chaque doigt du gant. Tirez par la paume du gant pour obtenir un bon ajustement. Enfilez l'autre gant par la même procédure.
- Inspection: des perforations ou des déchirures peuvent survenir après l'enfilage. Inspectez le gant après l'avoir enfilé et arrêté de l'utiliser immédiatement si un dommage est constaté.
- Retrait: Saisissez la bordure supérieure du gant et tirez vers les doigts pour retirer le gant.
- Élimination: Pour l'élimination appropriée de tous les gants usagés, veuillez suivre les politiques de votre établissement en matière d'élimination.

Prudence

Matière première – Caoutchouc nitrile. Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. Les composants utilisés dans la fabrication des gants peuvent provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs.

Avertissement

EN ISO 374-4:2019 Les niveaux de dégradation indiquent le changement de résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique de provocation.

Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume uniquement (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm - où la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'utilisation prévue car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.

Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causés par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix des gants résistants aux produits chimiques.

Avant utilisation, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection. Jeter lorsque les gants sont endommagés. À USAGE UNIQUE SEULEMENT.

La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé.

Nettoyage

Ne s'applique pas car le gant est à usage unique comme prévu.

Durée

La durée de conservation du produit est de 5 ans à compter de la date de fabrication.

Rapports

En cas d'incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif, veuillez le signaler au fabricant ou à son mandataire et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi.

Jetez les gants et toutes les matières biologiquement contaminées dans le récipient approprié. La biodegradation du produit ne s'applique qu'à l'élimination des sites d'enfouissement.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
 Tipo A - Tempo di penetrazione chimica Classe 2 (più di 30 minuti) contro almeno 6 sostanze chimiche della lista. * Fig. 1	 Tipo B - Tempo di penetrazione chimica Classe 2 (più di 30 minuti) contro almeno 3 sostanze chimiche della lista. * Fig. 1	 Tipo C - Tempo di penetrazione chimica Classe 1 (più di 10 minuti) contro almeno 1 sostanza chimica della lista. * Fig. 1

La Dichiarazione di Conformità UE è consultabile all'indirizzo www.akzenta.com

Descrizione del prodotto

I guanti da visita in nitrile non sterili senza polvere sono realizzati in gomma sintetica al 100%, e sono ambidestri, colorati e monouso. I guanti hanno un'elevata resistenza a flessibilità, pur essendo morbidi e mantenendo bene la forma originale. I guanti sono ambidestri con un bordo confortevole che garantisce una facile calzata, una vestibilità ideale, un'aderenza sicura (il guanto non scivola) e la rapida rimozione dei guanti al termine dell'utilizzo. Questi guanti contribuiscono anche ad idratare la pelle dell'utente e sono stati testate secondo la norma EN 21420:2020. Questi guanti servono a proteggere le mani dell'utente da microorganismi (batteri, funghi e virus) e da alcuni rischi chimici. I test e la marcatura sui guanti sono conformi al regolamento (UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate applicabili. I guanti devono essere utilizzati rigorosamente per le applicazioni previste. I potenziali consumatori di questi guanti possono essere personale di istituzioni mediche e di prevenzione sanitaria, cliniche private, dentisti, infermieri, cosmetologi, personale di laboratorio, personale dell'industria alimentare e personale forense. Ulteriori informazioni sui componenti del prodotto saranno forniti su richiesta.

Questo prodotto è biodegradabile in discarica. I tassi di biodegradazione effettivi variano a seconda delle condizioni della discarica e dell'attività biologica del microorganismo che circonda i guanti in nitrile. Questi guanti sono stati testati secondo i test ASTM 5526 e convalidato fino al 75% di biodegradazione entro 776 giorni.

Condizioni di conservazione

Non conservare i guanti da visita in nitrile non sterili privi di polvere in luoghi in cui la temperatura può superare i 104 °F (40 °C). Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Le scatole aperte di guanti da visita in nitrile non sterili senza polvere devono essere protette dall'esposizione alla luce solare diretta o all'illuminazione fluorescente per evitare lo scolorimento. La conservazione impropria di guanti da esame in nitrile non sterili privi di polvere comporterà una riduzione della durata di conservazione e una compromissione dell'efficienza.

Usi

Questi guanti sono progettati per proteggere le mani dell'utente da determinati rischi chimici. I test e la marcatura sui guanti sono conformi al regolamento

(UE) 2016/425 e alle norme europee armonizzate applicabili. Assicurarsi che i guanti siano utilizzati rigorosamente per le applicazioni previste.

Istruzioni per l'uso del prodotto

- Prima dell'uso, ispezionare i guanti per eventuali difetti o imperfezioni.
- L'utilizzo è solo per uso singolo. Se riutilizzati, il rischio di contaminazione e infezione aumenta o causa di processi di pulizia impropri e aumento del rischio di fori e strappi durante il riutilizzo a causa dell'indebolimento dei guanti a causa delle procedure di pulizia.
- Scegliere la Taglia: Selezionare la giusta dimensione di guanto per le proprie mani.
- Come indossare: Tenere il guanto per il bordino con una mano. Allineare il pollice del guanto con il pollice dell'altra mano e infilare la mano nel guanto, un dito in ogni dito del guanto. Tirare per il palmo del guanto per ottenere una buona vestibilità. Indossare l'altro guanto con la stessa procedura.
- Ispezione: possono verificarsi lacerature o strappi dopo averli indossati. Ispezionare il guanto dopo averlo indossato e interrompere immediatamente l'uso se viene riscontrato un danno.
- Come togliere: tenere il bordino del guanto e tirare verso il dito fino a quando il guanto ne viene sfilato.
- Smaltimento: Per il corretto smaltimento di tutti i guanti usati, si prega di seguire le politiche del proprio istituto per il smaltimento.

Attenzione

Materiale principale: gomma nitrilica. Non contiene lattice di gomma naturale. I componenti utilizzati nella fabbricazione dei guanti possono causare reazioni allergiche in alcuni utenti.

Avvertenza

EN ISO 374-4:2019 I livelli di degradazione indicano il cambiamento nella resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica. Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo da campioni prelevati dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è uguale o superiore a 400 mm, dove anche il polsino è testato) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.

Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dalla prova di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e del degrado.

Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alle sostanze chimiche pericolose a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impigliamenti, strappamenti, degradazione causati dal contatto con sostanze chimiche ecc. possono ridurre notevolmente il periodo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta di guanti resistenti alle sostanze chimiche.

Prima dell'uso, verificare che i guanti non abbiano eventuali difetti o imperfezioni. Buttare i guanti quando sono danneggiati, SOLO MONOUSO.

La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.

Pulizia

Non applicabile, in quanto il guanto è monouso.

Durata

La durata di conservazione del prodotto è di 5 anni dalla data di produzione.

Segnalazioni

Nel caso in cui si verifichi un incidente grave in relazione all'uso di questo dispositivo, si prega di segnalare l'incidente al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente è situato.

Smaltire i guanti e tutte le sostanze biologicamente contaminate nell'apposito contenitore. Biodegradazione del prodotto applicabile solo nello smaltimento in discarica.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
 Tipo A - Tiempo de penetración química Clase 2 (más de 30 minutos) contra al menos 6 productos químicos de la lista. * Fig. 1	 Tipo B - Tiempo de penetración química Clase 2 (más de 30 minutos) contra al menos 3 productos químicos de la lista. * Fig. 1	 Tipo C - Tiempo de penetración química Clase 1 (más de 10 minutos) contra al menos 1 productos químicos de la lista. * Fig. 1

La Declaración de conformidad de la UE está disponible en www.akzenta.com

Descripción del producto

Los guantes de examen no estériles de nitrilo sin polvo están hechos de caucho 100% sintético, son ambidestros, coloreados y de un solo uso. Los guantes tienen una alta resistencia y flexibilidad, mientras que, a su vez, son suaves y conservan bien su forma original. Los guantes son ambidestros con un borde cómodo que garantiza un fácil colocados, un ajuste ideal, una fijación segura

- otslobane na ryakivinite v sledstvie na pochitsayno proceduri.
- Размер: Изберете правилния размер ръкавица за вашите ръце.
- Поставяне: Дръжте ръкавицата за ръба с една ръка. Подравнете палеца на ръкавицата с палеца на другата си ръка и пикетте ръката си с ръкавицата, по един пръст във всеки пръст на ръкавицата. Издържайте от долната на ръкавицата, за да постигнете добро прилягане. Поставете другата ръкавица по същата процедура.
- Проверка: може да настъпи пробиване или прокъсване след поставяне. Проверете ръкавицата след поставяне и прекъснете незабавно използването, ако се установи повреда.
- Съхране: дръжте ръба на ръкавицата и издържайте със пръста до измъкването на ръкавицата.
- Изхвърляне: За правилно изхвърляне на всички използвани ръкавици, моля, следвайте политиката на вашия институт за изхвърляне.

Внимание
Основан материал – нитрилна гума. Не съдържа латекс от естествена гума. Компонентите, използвани при производството на ръкавици, могат да причинят алергични реакции при някои потребители.

Предупреждение
EN ISO 374-4:2019 Нивата на разграждане показват промяната в устойчивостта на пробиване на ръкавиците след излагане на провакации от химикали.

Този информация не отразява действителността промишлеността на защитата на работното място и разграничаване между смисла и чисти химикали. Химическата устойчивост е оценена в лабораторни условия само на пробя, взети от долна (освен в случаите, когато ръкавицата е равна или по-голяма от 400 mm - която монетизат също се тества) и се отнася само до тествания химикал. Може да бъде различна, ако химикалът се използва в смес.

Препоръчва се да се провери дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се разликват от тестването на тип, в зависимост от температурата, образцата и разграждането.

Когато се използват, защитните ръкавици могат да осигурят по-малка устойчивост на опасна химикал поради промени във физичните свойства. Димения, хвърщане, трясина, разливане, дълбоки се на контакт с химически вещества и др. могат значително да намалят ефективното време за използване. За корозионни химически продукти, разграждането може да бъде най-важният фактор, който трябва да се има предвид при избора на ръкавици, устойчиви на химически вещества.

Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти или несъвършенства. Изхвърляте ръкавиците когато са повредени, САМО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА.

Устойчивостта на пробиване е оценена в лабораторни условия и се отнася само до тествания образец.

Почиставане
Не се прилага, тъй като по предназначение ръкавицата е за еднократна употреба.

Срок на годност
Продължителността на съхранение на продукта е 5 години от датата на производството.

Доказване
В случай, че външние сериозни инцидент във връзка с употребата на този продукт, моля, съобщете за инцидента на производителя или неговия изпълномощен представител и на компетентния орган на държавата-членка, в която е установен потребителят.

Изхвърляте ръкавиците и всички биологично замърсени вещества в съответните контейнери. Бiorазграждане на продукта, приложимо само при депониране на депа.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Typ A - Doba priľnú chemická látkyTrída 2 (dále než 30 minut) proti nejméně 6 chemickým látkám na seznamu. * Obr. 1	Typ B - Doba priľnú chemická látkyTrída 2 (vice než 30 minut) proti nejméně 3 chemickým látkám na seznamu. * Obr. 1	Typ C - Doba priľnú chemická látkyTrída 1 (vice než 10 minut) proti nejméně 1 chemickým látkám na seznamu. * Obr. 1

EU prohlášení o shodě je dostupné na **www.akzenta.com**

Popis produktu
Nesterilní nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru jsou vyrobeny ze 100% syntetického kaučuku, oboustranně, barevně a pro jednorázové použití. Rukavice mají vysokou pevnost a pružnost a zároveň jsou měkké a dobře si zachovávají pružnost i při. Rukavice jsou oboustranně s pohodlným okrajem, který zajišťuje snadné navlékní, ideální podnutí, bezpečné uchycení (rukavice nekloužou) a rychlé sundání rukavic na konci manipulace. Tyto rukavice také přispívají k hydrataci pokožky uživatele a byly testovány podle normy EN ISO 21420:2020. Tyto rukavice mají chránit ruce uživatele před mikroorganismy (bakteriemi, houbami a viry) a určitými chemickými riziky. Testování a značení rukavic je v souladu s nařízením (EU) 2016/425 a platnými harmonizačními evropskými normami. Rukavice musí být používány výhradně pro zamýšlené použití. Potenciálními spolehlivě těchto rukavic mohou být pracovní zdravotních a preventivních zařízení, soukromých klinik, zubů, zdravotních sester, kosmetologů, laboratorních personálů, pracovníků potravinářského průmyslu a forenzního personálu. Další informace o složkách výrobků budou poskytnuty na vyžádání.

Tento produkt je biologicky odbouratelný na skládce. Skutečná míra biologického rozkladu se bude lišit v závislosti na podmínkách skládky a biologické aktivitě mikroorganismů obklopujících nitrilové rukavice. Tyto rukavice byly testovány podle testování ASTM 5526 a validují až 75% biologického rozkladu během 776 dnů.

Podmínky skladování
Neskladujte nesterilní nitrilové vyšetřovací rukavice bez pudru, kde může teplota vzrůst nad 40 °C (104 °F). Skladujte v chladném, suchém a dobře větraném prostoru. Ověřené rukavice nesterilních bezpudrových nitrilových vyšetřovacích rukavic by měly být chráněny před přímým slunečním zářením nebo zářivkovým osvětlením, aby se zabránilo změně barvy. Nesprávné skladování nesterilních bezpudrových nitrilových vyšetřovacích rukavic bude mít za následek zkrácení skladovatelnosti a sníženou účinnost.

Použití
Tyto rukavice jsou navrženy tak, aby chránily ruce uživatele před určitými chemickými riziky. Piktogram a značení na rukavicích je v souladu s nařízením (EU) 2016/425 a platnými harmonizačními evropskými normami. Ujistěte se, že rukavice jsou používány výhradně pro zamýšlené použití.

Návod k použití

- Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nejsou vadné nebo mají nedokonalosti.
- Použití je pouze jednorázové. Při opakovaném použití se zvyšuje riziko kontaminace a infekce v důsledku nesprávných čistících procesů a zvýšené riziko vzniku dle a rozložení při ořezávném použití v důsledku oslabení rukavic čistícími procesy.
- Dimenzování: Vyberte správnou velikost rukavic pro vaše ruce. Oblečení: Jednou ruku držte rukavicí za lem. Zatahujte palec rukavice s palec druhé ruky a zasuňte ruku do rukavice, jeden prst do každého prstu rukavice. Zatahujte za dlaně rukavice, aby rukavice správně padla. Druhou rukavici nasadte stejným postupem.
- Inspekce: po nasazení se mohou objevit propisky nebo trhliny. Po nasazení rukavice zkontrolujte a v případě poškození je okamžitě přestaňte používat.
- Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nejsou vadné nebo mají nedokonalosti.
- Použití je pouze jednorázové. Při opakovaném použití se zvyšuje riziko kontaminace a infekce v důsledku nesprávných čistících procesů a zvýšené riziko vzniku dle a rozložení při ořezávném použití v důsledku oslabení rukavic čistícími procesy.
- Dimenzování: Vyberte správnou velikost rukavic pro vaše ruce. Oblečení: Jednou ruku držte rukavicí za lem. Zatahujte palec rukavice s palec druhé ruky a zasuňte ruku do rukavice, jeden prst do každého prstu rukavice. Zatahujte za dlaně rukavice, aby rukavice správně padla. Druhou rukavici nasadte stejným postupem.
- Inspekce: po nasazení se mohou objevit propisky nebo trhliny. Po nasazení rukavice zkontrolujte a v případě poškození je okamžitě přestaňte používat.

- Sejmout: Držte lem rukavice a táhněte směrem k prstu, dokud rukavice nevypadne.
- Ukládání: Pro správnou likvidaci všech použitých rukavic dodržujte zásady vaší instituce pro likvidaci.

Opatnost
Primární materiál – nitrilkaučuk. Neabsorbujte přírodní kaučukový latex. Komponenty používané při výrobě rukavic mohou u některých uživatelů způsobit alergické reakce.

Varování
EN ISO 374-4:2019 Úrovň degradace indikují změnu odolnosti rukavic proti propíchnutí po expozici problematické chemické látky.

Tyto informace neodrážejí skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti a rozlišení mezi směsí a čistými chemickými látkami. Chemická odolnost byla posouzena v laboratorních podmínkách pouze ze vzorků odebraných z dlaně (s výjimkou případů, kdy je rukavice rovna nebo vyšší než 400 mm - kde je manžeta také testována) a vztahuje se pouze na zkoušenou chemickou látku. Může se lišit, pokud se chemická látka používá ve směsi.

Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky v závislosti na teplotě, odstavci a degradaci.

Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost vůči nebezpečné chemické látce v důsledku změn fyzikálních vlastností. Pohyb, zachycení, tření, degradace způsobené chemickým kontaktem atd. mohou výrazně zkrátit skutečnou dobu používání. U korozivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru chemicky odolných rukavic.

Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nejsou vadné nebo nedokonalé. Poškozené rukavice zahodte. POUZE PRO JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ.

Odolnost proti průniku byla hodnocena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na testovaný vzorek.

Čištění
Neaplikovatelné, protože rukavice jsou určeny k jednorázovému použití.

Skladovatelnost
Doba použitelnosti výrobku je 5 let od data výroby.

Hlášení
V případě, že v souvislosti s používáním tohoto prostředku dojde k jakékoli závažné nežádoucí příhodě, ohlasite tuto příhodu výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.

Rukavice a všechny biologicky kontaminované látky zlikvidujte ve vhodné nádoby. Biologický rozklad produktu lze použít pouze při odstraňování na skládkách.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Tip A - Vrijeme kemijskog prodiranja Klasa 2 (više od 30 minuta) u odnosu na najmanje 6 kemikalija na popisu. * Fig. 1	Tip B - Vrijeme kemijskog prodiranja Klasa 2 (više od 30 minuta) u odnosu na najmanje 3 kemikalija na popisu. * Fig. 1	Tip C - Vrijeme kemijskog prodiranja Klasa 1 (više od 10 minuta) u odnosu na najmanje 1 kemikalija na popisu. * Fig. 1

EU izjava o sukladnosti dostupna je na **www.akzenta.com**

Opis proizvoda
Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera od nitrila izrađene su od 100% sintetičke gume, amideksotrozne, obojene i za jednokratnu

upotrebu. Rukavice imaju visoku otpornost i fleksibilnost, dok su istovremeno mekane i dobro zadržavaju izvorni oblik. Rukavice su amideksotrozne s udobnim rubom koji osigurava jednostavno dohvatanje i idealno prijanjanje, čime povećavaju (rukavica ne klizi) i brzo skidanje rukavica na kraju manipulacije. Ove rukavice također doprinose vlaži kože korisnika i testirane su prema normi EN ISO 21420:2020. Ove rukavice štite ruke korisnika od mikroorganizama (bakterija, gljivica i virusa) i određenih kemikaljskih rizika. Isplivanje i označavanje rukavica u skladu s Uredbom (EU) 2016/425, kao i primjenjivim uklanjanjem europskim standardima. Rukavice se moraju koristiti isključivo za predviđene primjene. Potencijalni potrošači svih rukavica mogu biti oslabljeni iz medicinskih i preventivnih ustanova, privatnih klinika, stomatoloških, medicinskih sestre, kozmetičarki, laboratorijsko osoblje, oslablje prehrane i medicinskih ustanova i forenzičkom osoblje. Dodatne informacije o sastojcima proizvoda bit će dostavljene na zahtjev.

Ovaj proizvod je biorazgradiv na odlagalištu. Stvarne stope biorazgradnje varirat će ovisno o uvjetima odlagališta i biološkim aktivnostim mikroorganizama koji okružuju nitrilne rukavice. Te su rukavice testirane prema ispitivanju astm 5526 i potvrđuju biorazgradnju do 75% u roku od 776 dana.

Uvjeti pohrane
Ne čuvajte završene nesterilizirane rukavice bez pudera od nitrila na mjestima gdje temperatura može porasti iznad 104 °F (40 °C). Čuvajte u hladnom, suhom i dobro ventiliranom prostoru. Otvorene kutije zaštitnih rukavica od nitrila bez pudera mogu biti zaštićene od izlaganja izravnoj sunčevoj svjetlosti ili fluorescentnijem rasvjeti kako bi se spriječila promjena boje. Neppravilno skladištenje zaštitnih rukavica od nitrila bez pudera rezultirat će smanjenim rokov trajanja i ugroženom učinkovitosti.

Korištenje
Ove rukavice dizajnirane su za zaštitu ruku korisnika od određenih kemikaljskih rizika. Isplivanje i označavanje rukavica u skladu s Uredbom (EU) 2016/425, kao i primjenjivim uklanjanjem europskim standardima. Pobrinite se da se rukavice koriste isključivo za predviđene primjene.

Upozorje za proizvod za uporabu

- Prije uporabe pregledajte rukavice na bilo kakav nedostatak ili nesavršenosti
- Korištenje je samo za jednokratnu upotrebu. Ako se ponovno koristi, rizik od kontaminacije i infekcije povećava se zbog neprirodnih postupaka čišćenja i povećanog rizika od rupa i kidanja tijekom ponovne uporabe zbog slabljenja rukavica postupkom čišćenja.
- Veličina: Odaberite pravu veličinu rukavice za vaše ruke.
- Oblačenje: Držite rukavicu za zglobovi dlan jednom rukom. Poravnajte palac rukavice sa palcem druge ruke i gurnite ruku u rukavicu, jedan prst u svaki prst rukavice. Povucite dlan rukavice kako bi se ruka dobro uklapa. Obucite drugu rukavicu istim postupkom.
- Pregled: nakon oblačenja može doći do bušenja ili kidanja. Pregledajte rukavicu nakon oblačenja i odmah je prestanite koristiti ako se pronađe oštećenje.
- Skidanje: Držite zglobovi dlan rukavice i povucite prema prstu dok se rukavica ne skine.
- Odlaganje: Za pravilno odlaganje svih rabljenih rukavica molimo vas da slijedite pravila vaše ustanove za odlaganje.

Oprez
Primarni materijal: nitrilna guma. Ne sadrži prirodni gumeni lates. Komponente koje se koriste u izradi rukavica mogu izazvati alergijske reakcije kod nekih korisnika.

Upozorenje
EN ISO 374-4:2019 Razine razgradnje ukazuju na promjenu otpornosti rukavica na probijanje nakon izlaganja izravnoj svjetlosti.

Ove informacije ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu i diferencijaciju između smjena i čistih kemikalija. Kemikalija otpornost procijenjena je u laboratorijskim uvjetima samo iz uzoraka uzetih s dlana (osim u slučajevima kada je rukavica jednaka ili veća od 400 mm - gdje je manžeta također testirana) i odnosi se samo na ispitivanu kemikaliju. Može biti različito ako se kemikalija koristi u smjesi.

Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za predviđenu uporabu jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od testa tipa ovisno o temperaturi, abraziji i razgradnji.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
A Tips - Vismaz 2. klases limesno glikozidus izturības laiks (vairāk nekā 30 minūtes) vismaz 6 šaraktā iekļautojām ķīmiskajām vielām. * 1 Att.	B Tips - Vismaz 2. klases limesno glikozidus izturības laiks (vairāk nekā 30 minūtes) vismaz 3 šaraktā iekļautojām ķīmiskajām vielām. * 1 Att.	C Tips - Vismaz 1. klases limesno glikozidus izturības laiks (vairāk nekā 10 minūtes) vismaz 1 šaraktā iekļautojām ķīmiskajām vielām. * 1 Att.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
A Tips - Vismaz 2. klases limesno glikozidus izturības laiks (vairāk nekā 30 minūtes) vismaz 6 šaraktā iekļautojām ķīmiskajām vielām. * 1 Att.	B Tips - Vismaz 2. klases limesno glikozidus izturības laiks (vairāk nekā 30 minūtes) vismaz 3 šaraktā iekļautojām ķīmiskajām vielām. * 1 Att.	C Tips - Vismaz 1. klases limesno glikozidus izturības laiks (vairāk nekā 10 minūtes) vismaz 1 šaraktā iekļautojām ķīmiskajām vielām. * 1 Att.

letācims pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, jo apstākļi darba vietā var atšķirties no tiem, kas izmantoti testēšanā, ņemot vērā temperatūras, noderzuma un nodiluma.

Lietošanas laikā aizsargcimdi var nodrošināt mazāku izturību pret biotēstām ķīmiskām vielām fizikālo izmaiņu dēļ. Kuļības, berze, ķīmiskā korozija izraisīs nodilumu ut. var būtiski samazināt faktiskā lietotības laiku. Kodīgām ķīmiskām vielām nodilums var būt visvairākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties ķīmiski izturīgus cimdus.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdus nav defektu vai trūkumu. Izmetiet cimdus, kad tie ir bojāti, TIKAI VIENREIZĒJAI LIETOŠANAI.

Caurskatībai ir novērtēta laboratorijas apstākļos un attiecās tikai uz testējamo paraugu.

Trīsina
Nav piemērojams, jo cimdi ir paredzēti vienreizējai lietošanai.

Derīguma termiņš
Produkta glabāšanas laiks ir 5 gadi no izgatavošanas datuma.

Zīpošana par starpgadijumiem
Ja saistībā ar šīs produkta lietošanu notiek nopietns starpgadijums, ziņojiet par to rātājām vai tā pilnvarotajam pārstāvim un tā dāļvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietojātš veic savu darbu.

Izmēti cimdus u visas bioloģiskā piesārņotās vielas tam piemērotā traukā. Produktu bioaodrāidnātš, ko izmanto tikai apglabāšanai poligonos.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Tipas A - Bent 2 klases provereiz efektīvu lygis (daugiau kaip 30 minučių), skirtas bent 6 sraizės esančioms cheminiems medžiagoms. * 1 Pav.	Tipas B - Bent 2 klases provereiz efektīvu lygis (daugiau kaip 30 minučių), skirtas bent 3 sraizės esančioms cheminiems medžiagoms. * 1 Pav.	Tipas C - Bent 1 klases provereiz efektīvu lygis (daugiau kaip 10 minučių), skirtas bent 1 sraizės esančioms cheminiems medžiagoms. * 1 Pav.

Ši informacija neatpindī faktinīs apsaugas darba vietēo trūkmēs i mīšinīj bei grynū chemiņu medžiagu diferenciacijā. Laboratorinīs šalygoms chemiis atpazinas buvo įvertintas tik šis dēlno paūmī mēgrynī (išskyrus atvejis, kad piršlinės yra lygi arba didesnės kaip 400 mm, kai taip pat įreina manžetės) ir yra susijūs tik su bandymais chemiis medžiagų. Jis gali būti skirtingas, jei chemiinis medžiaga yra mīšinio sudedamoji dālis.

Rekomenduojama patikrinti, ar piršlinės yra tinkamos naudoti pagal paskirtį, nes šalygos darba vietėje gali skirtis nuo bandymo šalygų, atsižvelgiant į temperatūrą, dilimą ir klijimą.

Produktu aprašymas
Nesterilios piršlinės be milėlylių be nitrilo tyrimo yra pagamintos iš 100% sintetinio kaučuko, dvipusio, spalvoto ir vienkartinio naudojimo. Piršlinės turi didelį stiprumą ir lankstumą, tuo pačiu metu jos yra minkštos ir gerai

Kada se koriste, zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasnu kemikaliju zbog promjena u fizikimn svojstvima. Pokreti, uplitanje, trljanje, razgradnja uzrokovaju kemikalijm kontaktom iel mogu značajno smanjiti stvarno vrijeme uporabe. Za korozivne kemikalije razgradnja može biti najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir pri odabiru rukavica otpornih na kemikalije.

Prije uporabe pregledajte rukavice na bilo kakav nedostatak ili nesavršenosti. Odbacite kada su rukavice oštećene, SAMO ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU.

Otpornost na penetraciju procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na testirani uzorak.

Čišćenje
Nije primjenjivo jer je rukavica predviđena za jednokratnu uporabu.

Rok trajanja
Rok trajanja proizvoda je 5 godina od datuma proizvodnje.

Izvištavanje
U slučaju bilo kojeg ozbiljnijeg incidenta u vezi s uporabom ovog proizvoda, prijavite incident proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku i nadležnom tijelu države članice korisnika bovarstva.

Rukavice i svi biološki kontaminirani tvar odložite u odgovarajući spremnik. Biorazgradnja proizvoda primjenjiva samo na odlaganoj otpadu.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
UVWXYZ	XYZ	X
Tüüp A - Läbitungimise tase vähemalt Klass 2 (üle 30 minuti) vähemalt 6 kemikaali kohta loendis. * Joon. 1	Tüüp B - Läbitungimise tase vähemalt Klass 2 (üle 30 minuti) vähemalt 3 kemikaali kohta loendis. * Joon. 1	Tüüp C - Läbitungimise tase vähemalt Klass 1 (üle 10 minuti) vähemalt 1 kemikaali kohta loendis. * Joon. 1

Elī vastavuse deklaratsiooni saab vaadata aadressil **www.akzenta.com**

Toote kirjeldus
Mittersterilised pulbrihvabad läbitavutseks mõeldud nitrilkindid on valmistatud 100% sünteetilisest kummit ja sobivad melemale käele, on värvilised ja mõeldud üheksotseks kasutamiseks. Kindad on tugedav ning hea venivusega, samal ajal ka pehmed ning sõltuvad oma originaalmuist. Kindad sobivad mõlemasse kätte, neil on mugav serv, niastih on kindast mugav kätte panna, need sobivad ideaalselt kätte ning püsivad kindalt paigal. Kindad on pärast kasutat keerge eemaldada. Need kindad oitavad kassa ka kasutaja naha niiskusele ja on testitud vastavalt EN ISO 21420:2020 standardile. Need kindad on mõeldud kasutaja käte kaitsmiseks mikroorganismide (bakterid, seened ja viirused) ja teatud keemiliste ühendite eest. Kindad on testitud ja tähistatud kooskõlas EL direktiiviga (EU) 2016/425 ning vastavate ühistundv Euroopa standarditega. Kindad tuleb kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Nende kindaste võimalikud kasutajad on meditsiinil- ja haiguste profiiliskatä asutustes töötajad, erakliinikute töötajad, hambaarstid, meditsiintöötajad, kosmeetikud, laboritöötajad, haigeldamistöötuse töötajad ja kaitseksperitid töötajad. Näideldamist antakse lisatevate toote koostisosaade kohta. See toode on biolagunev prüglia. Tegelikult biolagunduvuse kiirused varieeruvad sõltuvalt prüglialingimistest ja nitrilkindidalt ümbritsevat mikroorganismide bioloogilisest aktiivsusest. Neid kindad on testitud vastavalt ASTM 5526 testile ja need kinditavd ainult 75% biolagunemist 776 päeva jooksul.

Hoistamistse tingimused
Ärge hoidke mittersterilised pulbrihvabad nitrilkindid kohas, kus temperatuur võib tõusta üle 40 °C. Hoida kindade, kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Mittersterilised pulbrihvabad nitrilkindaste avatud karbid peavad olema

kaistud otsese päikesevalguse või luminofoorvalgustuse eest, et vältida värvimuutust. Mittersteriliste pulbrihvabade nitrilkindaste tuleb ladustamine välisruumis kindaste süüvisseguja ja kahjustab nende efektiivsust.

Kasutamistse
Need kindad on mõeldud kasutaja käte kaitsmiseks teatud keemiliste ohtude eest. Kindad on testitud ja tähistatud kooskõlas EL direktiiviga (EU) 2016/425 ning vastavate ühistundv Euroopa standarditega. Palun veenduge, et kindad kasutatakse rangelt ettenähtud otstarbel.

Toote kasutusjuhend
a. Enne kasutamist kontrollige kindaid defekteid või puuduste suhtes.
b. Kindad on mõeldud ainult ühekordeks kasutamiseks. Kardvukasutamisel suureneb saastumistse ja nakatumistse oht ebaõige puhastusprotsesside tõttu ning suureneb aukude tekkke ja rebenemistse oht kardvukasutamistse ajal, mis on tingitud kindaste nõrgenemistsest puhastusprotsesside loote.
c. Surus: Valige oma kätele õige suurusega kindas.
d. Kinda kätte panemistse hoidke seda helmest. Joandage kinda põial teise kätte põidalgja ja listage käsi kinda sisse, üks sõrm igasse kindalokseesse. Tõmmake kindast käelastvab, ei see korralikult kätte tõmmata. Pange teine kindas kätte samal viisil.
e. Kontroll: pärast kinda kätte panemist võib tekkida augud või rebendid. Kontrollige kindad pärast kätte panemist üle ja lõpetage nende kasutamistse kohe, kui avastate augu või rebendi.
f. Kinda eemaldamine: võtke kinni kindast servast ning tõmmake seda sõrmede poole.
g. Kärdvalmistse: kõigi kasutajate kindaste nõuetekohaseks kärdvalmistseks järgida oma asutuse kärdvalmistamiskõhimeetide.

Eilevacaust
Peamine materjal – nitrilkumm. E siadala looduskulgu katek. Kindaste valmistamistse kasutatud komponendit värdv mõndel kasutajatel põhjustada allergilist reaktsioone.

onde a temperatura possa subir acima dos 40 °C. Armazenar em local fresco, seco e bem ventilado. As caixas abertas de luvas de exame de nitrilo sem pó não estérilei devem ser protegidas da exposição à luz solar direta ou à iluminação fluorescente para evitar a descoloração. O armazenamento impróprio de luvas de exame de nitrilo sem pó não estérilei resultará na diminuição do prazo de validade e no comprometimento da eficiência.

Uso

Estas luvas destinam-se a proteger as mãos do utilizador contra certos riscos químicos. Os testes e a marcação nas luvas estão de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, bem como as normas europeias harmonizadas aplicáveis. Certifique-se de que as luvas são utilizadas estritamente para as aplicações pretendidas.

Instruções de utilização do produto

- Antes da utilização, inspecione as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeição.
- As luvas são apenas para uso único. Em caso de reutilização, o risco de contaminação e infeção aumenta devido a processos de limpeza inadequados e aumenta o risco de furos e rasgos durante a reutilização devido ao enfraquecimento das luvas através de processos de limpeza.
- Tamanho: selecione o tamanho certo da luva para as suas mãos.
- Colocação: segure a luva junto à base com uma mão. Alinhe o polegar da luva com o polegar da outra mão e deslize a mão para dentro da luva, com um dedo em cada dedo da luva. Puxe pela palma da luva para conseguir um bom ajuste. Coloque a outra luva seguindo o mesmo procedimento.
- Inspecção: podem ocorrer perfurações ou rasgos após a colocação. Inspecione a luva depois de a colocar e interrompa imediatamente a utilização em caso de danos.
- Retirada: segure a base do pulso e puxe na direção do dedo até que a luva saia.
- Eliminação: para a correta eliminação de todas as luvas usadas, siga as políticas de eliminação da sua instituição.

Cuidado

Material primário - Borracha de nitrilo. Não contém látex de borracha natural. Os componentes utilizados na fabricação das luvas podem causar reações alérgicas em alguns utilizadores.

Aviso

EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência à punção das luvas após exposição ao produto químico do ensaio.

Estas informações não refletem a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras colhidas apenas da palma da mão (exceto nos casos em que a luva é igual ou superior a 400 mm, quando a braçadeira também é testada) e diz apenas respeito ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for utilizado numa mistura.

Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para a utilização pretendida, uma vez que as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de ensaio em função da temperatura, abrasão e degradação.

Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas propriedades físicas. Os movimentos, os entalamentos, a fricção e a degradação causados pelo contacto químico, etc., podem reduzir significativamente o tempo de utilização real. Para os produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ter em conta na seleção de luvas resistentes a químicos.

Antes da utilização, inspecione as luvas para detetar qualquer defeito ou imperfeição. Deite fora quando as luvas estiverem danificadas, APENAS PARA USO ÚNICO.

A resistência à penetração foi avaliada em condições laboratoriais e diz respeito apenas à amostra testada.

Limpeza

Não aplicável, uma vez que a luva é de uso único conforme previsto.

Prazo de validade

O prazo de validade do produto é de 5 anos a contar da data de fabrico.

Comunicação de incidentes

Em caso de ocorrência de incidentes graves relacionados com a utilização deste dispositivo, por favor reporte o incidente ao fabricante ou ao seu representante autorizado e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador está estabelecido.

Elimine as luvas e todas as matérias biologicamente contaminadas no recipiente adequado. Biodegradação do produto aplicável apenas à deposição em aterro.

RO

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Tip A - Temp de penetrație chimică Clasă 2 (mai mult de 30 de minute) pentru cel puțin 6 substanțe chimice din listă. * Fig. 1	Tip B - Temp de penetrație chimică Clasă 2 (mai mult de 30 de minute) pentru cel puțin 3 substanțe chimice din listă. * Fig. 1	Tip C - Temp de penetrație chimică Clasă 1 (mai mult de 10 de minute) pentru cel puțin 1 substanțe chimice din listă. * Fig. 1

Declarația de conformitate UE poate fi consultată la adresa **www.akzenta.com**

Descrیرea produsului

Mănușile de examinare din nitril nesterile fără pulbere sunt fabricate din cauciuc sintetic 100%, sunt ambidectre, colorate și de unică folosință. Mănușile ou o rezistență și o flexibilitate ridicată, fiind în același timp moi și păstându-și bine forma inițială. Mănușile sunt ambidectre, cu o margine confortabilă și core asigură o îmbrăcarea ușoară, o potrivire ideală, o fixare sigură (mănușa nu alunecă) și o îndepărtare rapidă la sfârșitul utilizării. Aceste mănuși contribuie, de asemenea, la umiditatea pielii utilizatorului și au fost testate în conformitate cu standardul EN ISO 21420:2020. Aceste mănuși se folosesc pentru a proteja mâinile utilizatorului împotriva microorganismelor (bacterii, ciuperci și virusi) și a anumitor riscuri chimice. Testarea și marcajul de pe mănuși sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 și cu standardele europene armonizate aplicabile. Mănușile trebuie utilizate strict pentru aplicațiile prevăzute. Potențialii utilizatori ai acestor mănuși sunt personalul din instituții medicale și de medicină preventivă și din clinici private, stomatologi, asistenți medicali, cosmetologi, personalul de laborator, personalul din industria alimentară și personalul medico-legal. Informații suplimentare privind constituenții produsului vor fi furnizate la cerere.

Acest produs este biodegradabil în depozitele de deșeuri. Ratele reale de biodegradare variază în funcție de condițiile depozitării de deșuri și de activitatea biologică a microorganismelor din jurul mănușilor de nitril. Aceste mănuși au fost testate conform testării ASTM 5526 și validează biodegradarea până la 75% în termen de 776 de zile.

Condiții de păstrare

Nu păstrați mănușile de examinare din nitril nesterile fără pulbere în locuri unde temperatura poate depăși 40 °C (104 °F). A se păstra într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. Cutiile deschise cu mănuși de examinare din nitril nesterile fără pulbere trebuie protejate de expunerea la lumina directă a soarelui sau la lumina fluorescentă pentru a preveni decolorarea. Păstrarea necorespunzătoare a mănușilor de examinare din nitril nesterile fără pulbere va duce la reducerea termenului de valabilitate și la afectarea eficienței.

Utilizarea

Aceste mănuși sunt concepute pentru a proteja mâinile utilizatorului împotriva anumitor riscuri chimice. Testarea și marcajul de pe mănuși sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 și cu standardele europene armonizate aplicabile. Asigurați-vă că mănușile sunt utilizate strict pentru aplicațiile prevăzute.

Instrucțiuni de utilizare a produsului

- Înainte de utilizare, verificați ca mănușile să nu aibă defecte sau imperfecțiuni.

- Mănușile trebuie folosite o singură dată. Dacă sunt reutilizate, riscul de contaminare și infecție crește din cauza unei curățări necorespunzătoare și a riscului crescut de glăsurie și rupere în timpul reutilizării cu urmare a slăbirii mănușilor prin procesele de curățare.
- Mărimea: Alegeți mărimea potrivită a mănușii pentru mâinile dvs. Îmbrăcarea: Îineți mănușa de mână cu o mână. Alinați degetul mare al mănușii cu degetul mare al celeilalte mâini și introduceți mâna în mănușă, căte un deget în fiecare deget al mănușii. Trageți de palma mănușii pentru a obține o potrivire bună. Îmbrăcați celealaltă mănușă folosind aceeași procedură.
- Verificarea: La îmbrăcarea pe mănușă pot apărea găuri sau rupturi. Verificați mănușile după îmbrăcarea și nu le utilizați dacă ați constatat o deteriorare.
- Îndepărtarea: Apucați mânășea mănușii și trageți spre deget până când mănușa se desprinde.
- Eliminarea: Pentru eliminarea corectă a tuturor mănușilor uzate, vă rugăm să urmați politicile unității dumneavoastră privind eliminarea.

Atenție

Material principal – cauciuc nitrilic. Nu conține latex din cauciuc natural. Componentele utilizate la fabricarea mănușilor pot provoca reacții alergice la uni utilizator.

Avertisment

EN ISO 374-4:2019 Nivelurile de degradare indică modificarea rezistenței la perforare a mănușilor după expunerea la substanța chimică de provocare.

Aceste informații nu reflectă durata reală a protecției la locul de muncă și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator pe baza unor probe prelevate numai din palmă (cu excepția cazurilor în care mănușa are 400 mm sau mai mult, caz în care e testată și mânășea) și se referă numai la substanțele chimice testate. Rezistența poate fi diferită dacă substanțele chimice sunt utilizate într-un amestec.

Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de cele din cadrul încercării de tip în funcție de temperatură, abraziune și degradare.

Atunci când sunt utilizate, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanța chimică periculoasă din cauza modificării proprietăților fizice. Mișcările, agitaerea, frecarea și degradarea cauzate de contactul cu produse chimice etc. pot reduce semnificativ timpul real de utilizare. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luate în considerare la alegerea mănușilor rezistente la substanțe chimice.

Înainte de utilizare, verificați ca mănușile să nu aibă defecte sau imperfecțiuni. Aruncați mănușile când sunt deteriorate, ACESTE MĂNUȘI SUNT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ.

Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la esanționarele testate.

Curățarea

Nu se aplică, deoarece mănușa este de unică folosință.

Valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului este de 5 ani de la data fabricației.

Reportare

În cazul unui incident grav survenit în legătură cu utilizarea acestui dispozitiv, vă rugăm să raportați incidentul producătorului sau reprezentanții autorizat al acestuia și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul.

Aruncați mănușile și toate materialele contaminate biologic în recipientul corespunzător. Biodegradarea produsului aplicabilă numai în cazul eliminării la depozitele de deșeuri.

SK

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Typ A - Čas prieniku chemikálií Tředy 2 (víac ako 30 minút) proti najmenej 6 chemikáliám na zozname. * Obr. 1	Typ B - Čas prieniku chemikálií Tředy 2 (víac ako 30 minút) proti najmenej 3 chemikáliám na zozname. * Obr. 1	Typ C - Čas prieniku chemikálií Tředy 1 (víac ako 10 minút) proti najmenej 1 chemikáliám na zozname. * Obr. 1

Vyhľadanie o zhode EÚ je dostupné na **www.akzenta.com**

Opis výrobku

Nesterilní nitrilové vyšetřovací rukavice bez pádru sú vyrobené zo 100% syntetického kaučuku, obojručné, farebné a na jednorazové použitie. Rukavice majú vysokú pevnosť a pružnosť, pričom sú zároveň mäkké a dobre si zachovávajú pôvodný tvar. Rukavice sú obojručné s pohodlným okrajom, ktorý zaisťuje ľahké obliekanie, ideálne uchytie, bezpečné upevnenie (rukavica neklepe) a rýchle odstránenie rukavíc na konci manipulácie. Tieto rukavice tiež prispievajú k hydratácii pokožky používateľa a boli testované podľa normy EN ISO 21420:2020.

Tieto rukavice majú chrániť ruky používateľa pred mikroorganizmami (baktériami, hubami a vírusmi) a určitými chemickými rizikami. Testovanie a označovanie rukavíc je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425, ako aj s platnými harmonizovanými európskymi normami. Rukavice sa majú používať výlučne na určené účely. Potenciálnymi spolehlivými týcho rukavíc môžu byť pracovníci lekárskej a preventívnych inštitúcií, súkromných kliník, zubár, zdravotné sestry, kozmetológ, laboratórny personál, pracovníci potravinárskeho priemyslu a forenzný personál. Ďalšie informácie o zložkách výrobku budú poskytnuté na požiadanie.

Tento produkt je biologicky odbúrateľný na skládke. Skutočné miery biologickej odbúrateľnosti sa budú líšiť v závislosti od podmienok skladovania a biologickej aktivity mikroorganizmov obklopujúcich nitrilové rukavice. Tieto rukavice boli testované podľa testov ASTM 5526 a validujú až 75% biodegradáciu do 776 dní.

Podmienky skladovania

Neskladujte nesterilné bezpádrové nitrilové vyšetřovacie rukavice kde môže teplota stúpnúť nad 40 °C (104 °F). Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Otvorené skratule nesterilných bezpádrových nitrilových vyšetřovacích rukavíc by mali byť chránené pred vystavením priamemu slnečnému žiareniu alebo fluorescenčnému osvetleniu, aby sa zabránilo zmene farby. Nesprávne skladovanie bezpádrových nesterilných nitrilových vyšetřovacích rukavíc bude mať za následok zníženie trvanlivosti a zníženiu účinnosť.

Použitie

Tieto rukavice sú navrhnuté tak, aby chránili ruky používateľa pred určitými chemickými rizikami. Piktogram a označenie na rukaviciach sú v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425, ako aj s platnými harmonizovanými európskymi normami. Uistite sa, že rukavice sa používajú strikne na určené použtie.

Návod na použitie produktu

- Pred použitím skontrolujte, či rukavice nie sú chybné alebo majú nedokonalosti
- Sú určené len na jednorazové použitie. Pri opätovnom použití sa zvyšuje riziko kontaminácie a infekcie v dôsledku nesprávnych čistiacich procesov a zvýšeného rizika vzniku dier a roztrhnutia počas opätovného použitia v dôsledku oslabenia rukavíc čistiacimi procesmi.
- Velkosť: Vyberte správnu veľkosť rukavíc pre vaše ruky.
- Navlekanie: Jednou rukou držte rukavicu za lem. Zarovnajte palec rukovíce palcom druhej ruky a zasuňte ruku do rukovíce, jeden prst do každejho prsta rukovíce. Položite za dlaň rukavíc, aby dobre sedeli. Druhú rukavicu navlečte rovnakým postupom.
- Inspekcia: po navleknutí sa môžu vyskytnúť diery alebo trhliny. Skontrolujte rukavicu po navlečení a okamžite ju prestaňte používať,

- ak sa zistí poškodenie.
- Snímanie: Držte lem rukavice a fahajte smerom k prstu, kým sa rukavica nevylepie.
- Likvidácia: Pre správnu likvidáciu všetkých použitých rukavíc dodržujte zásady vašej inštitúcie týkajúce sa likvidácie.

Opisnlost

Primární materiál – nitrilová guma. Neobsahuje latex z prírodného kaučuku. Komponenty používané pri výrobe rukavíc môžu u niektorých používateľov spôsobiť alergické reakcie.

Varovanie

EN ISO 374-4:2019 Úrovne degradácie naznačujú zmenu odolnosti rukovic proti prepichnutiu po vystavení napadnutej chemikálii.

Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozlišovanie medzi zmesami a čistými chemikáliami.

Chemická odolnosť sa posudzovala v laboratórnych podmienkach len zo zoriek odobratých z dlane (okrem prípadov, keď sa rukavica rovná alebo je väčšia ako 400 mm - keď sa testuje aj manžeta) a vzťahuje sa len na testovanú chemikáliu. Môže to byť iné, ak sa chemikália používa v zmesi.

Odporúča sa skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky v závislosti od teploty, odoru a degradácie. Pri použití môžu ochranné rukavice poskytnúť menšiu odolnosť voči nebezpečnej chemikálii v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyb, zachytenie, trenie, degradácia spôsobená chemickým kontaktom atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania. V prípade korozívnych chemikálií môže byť degradácia najodolnejším faktorom, ktorý je potrebné zväziť pri výbere chemicky odolných rukavíc.

Pred použitím skontrolujte, či rukavice nie sú chybné alebo nedokonalé. Keď sú rukavice poškodené, zahodte ich. IEN-NAJEDNORAZOVÉ POUŽITIE.

Odolnosť proti prieniku sa posudzovala v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa len na testovanú vzorku na analýzu.

Čistenie

Neprotierajte sa, pretože rukavice sú určené na jednorazové použitie.

Trvanlivosť

Čas použiteľnosti výrobku je 5 rokov od dátumu výroby.

Upozornenie

V prípade, že v súvislosti s používaním tejto pomôcky dôjde k závažnej nehode, oznámte túto nehodu výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa užívateľ nachádza.

Rukavice a všetky biologicky kontaminované látky zlikvidujte vo vhodnej nádobe. Biodegradácia produktu použiteľná len pri likvidácii na skládkach.

SL

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
Tip A - Kemični čas penetracije Razred 2 (več kot 30 minut) proti najmanj 6 kemikalijam na seznamu. * Sl. 1	Tip B - Kemični čas penetracije Razred 2 (več kot 30 minut) proti najmanj 3 kemikalijam na seznamu. * Sl. 1	Tip C - Kemični čas penetracije Razred 1 (več kot 10 minut) proti najmanj 1 kemikalijam na seznamu. * Sl. 1

Izjava o skladnosti EU za izdelek je na voljo na naslovu **www.akzenta.com**

Opis izdelka

Nesterilne nitrilne preiskovalne rukavice brez pudra so narejene iz 100% sintetičnega kaučuka in so obojestranske, obarvane in za enkratno uporabo. Rukavice so zelo odporne in fleksibilne, hkrati pa so mehke in dobro ohranjajo prvotno obliko. Rukavice so obojestranske z udobnim robom, ki zagotavlja enostavno natikanje, idealno prileganje, varno oprijemanje (rukavica ne

drsi) in hitro odstranitev rokavic po uporabi.

Te rukavice prispevajo tudi k vlagi kože uporabnika in so bile testirane v skladu s standardom EN ISO 21420:2020. Te rukavice so namenjene za zaščito uporabnikov rok pred mikroorganizmi (bakterijami, glivicami in virusi) ter pred nekaterimi kemičnimi tveganji. Preizkušanja in oznake na rokavicah so v skladu z uredbo (EU) 2016/425 in veljavnimi harmoniziranimi evropskimi standardi. Rukavice je treba uporabljati izključno za predvidene namene. Potencialni uporabniki teh rokavic so lahko osebe medicinskih in zdravstvenih ustanov, zasebnih klinik, zobozdravnik, medicinske sestre, kozmetologi, laboratorijsko osebe, osebe živilske industrije in forenzične osebe. Dodatne informacije o sestavnih izdelka bodo na voljo na zahtevo.

Ta izdelek je biloško razgradljiv na odlagališču. Dejanske stopnje biorazgradnje se razlikujejo glede na pogoje odlaganja na odlagališčih in biloško aktivnost mikroorganizma, ki obdaja nitrilne rukavice. Te rukavice so bile testirane po testiranju ASTM 5526 in potrjujejo da 75% biorazgradnje v 776 dneh.

Pogoji shranjevanja

Nesterilnih nitrilnih rokavic za preiskave brez pudra ne shranjujte na mestih, kjer temperatura lahko preseže 104 °F (40 °C). Hranite na hladnem, suhem in dobro zračenem mestu. Odprite skatle z nesterilnimi nitrilnimi preiskovalnimi rokavicami brez pudra je treba zaščititi pred neposredno sončno svetlobo ali fluorescentno svetlobo, da preprečite razbarvanje. Nepravilno shranjevanje nesterilnih nitrilnih preiskovalnih rokavic brez pudra bo povzročilo skrajšanje roka uporabnosti in zmanjšano učinkovitost.

Uporaba

Te rukavice so zasnovane za zaščito uporabnikov rok pred nekaterimi kemičnimi tveganji. Preizkušanja in oznake na rokavicah so v skladu z uredbo (EU) 2016/425 in veljavnimi harmoniziranimi evropskimi standardi. Zagotovite, da se rukavice uporabljajo izključno za predvidene namene.

Navedila za uporabo izdelka

- Pred uporabo preglejte rukavice, da nimajo morebitnih napak ali nepravilnosti
- Samo za enkratno uporabo. S ponovno uporabo se tveganje kontaminacije in okužbe poveča zaradi nepravilnih postopkov čiščenja in povečane tveganje za luknje in raztrganine med ponovno uporabo zaradi oslabitve rukavic med postopki čiščenja.
- Velikost: Izberite pravo velikost rokavic za svoje roke.
- Nosnja: Z eno roko primate rukavico za rob. Poravnajte palec rukavice s palcem druge roke in potisnite roko v rukavico, en prst v vsakem prstu rukavice. Povlecite za dlan rukavice, da se dobro prilaga.
- Poenok: po namestitvi lahko pride do preluknjanja ali raztrganin. Ko ste si jih nadeli, rukavice preglejte in takoj prenehajte z uporabo, če odkrijete poškodbe.
- Smenenje: primate rob rukavice in povlecite prst prstu, dokler se rukavica ne sname.
- Odstranjevanje: Za pravilno odstranitev vseh uporabljenih rokavic upoštevajte pravilnike vaše ustanove o odstranjevanju.

Pazor

Glavni material; nitrilna guma. Ne vsebuje naravnega kavčukovega lateksa. Komponente, uporabljene pri izdelavi rokavic, lahko pri nekaterih uporablkih povzročijo alergijske reakcije.

Opozorilo

EN ISO 374-4:2019 Stopnje razgradnje kažejo na spremembo odpornosti rokavic na prebadanje po izpostavitvi izvislavi kemikaliji.

Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanici in čistimi kemikalijami. Kemična odpornost je bila ovrednotena v laboratorijskih pogojih samo na vzorcih, vzeti iz dlani (razen, če je rukavica enaka ali večja od 400 mm, je testiran tudi rob) in se nanaša samo na testirano kemikalijo. Lahko se razlikuje, če se kemikalijo uporabljajo v mešanici.

Priporočljivo je preveriti, ali so rukavice primerne za predvideno uporabo, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od vrste preskusa glede na temperaturo, obrabo in degradacijo.

Pri uporabi lahko zaščitne rukavice zagotavljajo manjšo odpornost proti nevarnim kemikalijam zaradi sprememb fizikalnih lastnosti.

Premikanje, zapletanje, drgnjenje in degradacija zaradi stika s kemikalijami itd. lahko bistveno zmanjša čas učinkovite uporabe. Pri jedkih kemikalijah je lahko razgradnja najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije.

Pred uporabo preglejte, da na rokavicah ni prisotnih napak ali nepravilnosti. Poškodovane rukavice zavrzte, SAMO ZA ENKRATNO UPORABO.

Odpornost proti penetraciji je bila ovrednotena v laboratorijskih pogojih in se nanaša samo na testirani vzorec.

Čiščenje

Ni uporabno, saj so rukavice predvidene za enkratno uporabo.

Trajnost

Rok uporabnosti izdelka je 5 let od datuma izdelave.

Poročanje

Če pride do resnega incidenta v zvezi z uporabo tega pripomočka, prijavite incident proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku in pristojnemu organu države članice, kjer ima uporabnik sedež.

Rukavice in vse biloško kontaminirane snovi zavrzite v ustrezno posodo. Biorazgradnja proizvoda, ki se uporablja samo pri odlaganju na odlagališčih.

23HU

EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018	EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Type A	Type B	Type C
		
UVWXYZ	XYZ	X
A Típus - Kémiai behatolás idő 2. osztály (több mint 30 perc) a listán szereplő legalább 6 vegyi anyaggal szemben. * Fig. 1	B Típus - Kémiai behatolás idő 2. osztály (több mint 30 perc) a listán szereplő legalább 3 vegyi anyaggal szemben. * Fig. 1	C Tí